

1) システムの名称 :

HeSeL BabyEcho (ヘッセルベビーエコー)

2) 対象業務、電子カルテシステム内での位置付け :

2.3. その他 (超音波動画記録・閲覧)

3) 特色 :

- 超音波検査をした当日に胎児の超音波動画(心音入り)を妊婦のスマートフォン端末に転送、検査当日院内受信。
- 院内設置 Wi-Fi 環境下のダウンロードする仕様を採択、外部サーバーへのアクセスが無いため、個人情報漏洩のリスクがありません。
- スマートフォン端末に超音波動画が保存されるため、インターネット環境がない環境でも動画の再生が可能。
- ダウンロードした超音波動画は SNS を利用し共有可能。

4) 画面/構成図を含めた分かりやすい説明 :

BabyEcho 概要

1 アプリを立ち上げて超音波動画のアイコンをクリック

2 自分の携帯番号が表示されていることを確認してください

3 バーコードを医療機関に見せ、スキャン後、録画をすると表示される病院名をクリック

4 診療記録から超音波動画を選択して表示

5 選択された動画を再生して閲覧してください

5) 標準化への対応状況、未達成の場合対応予定および対応のための追加費用の有無 :

追加対応 : 可

6) 動作環境 (ソフトの場合)、ハードスペック (ハードの場合) :

【構成】

- ・オペレーティングシステム : Windows 7 以降
- ・CPU : Intel Celeron 以上
- ・メインメモリ : 4GB 以上

7) 稼働までに必要な作業・期間 :

稼働までに必要な作業期間は目安として1日

8) 価格 (桁数 (日本円における桁数)、「ご相談」は不可、桁数帯・金額・金額帯を入れても良い) :

初期導入費用 : 6 桁

年間ライセンス更新 : 6 桁 / 年

9) 保守の内容と費用 :

初期教育 : オペレーション説明、マニュアル配布

初期導入保守 : 運用開始時立会い

遠隔保守 : 遠隔ソフトのセットアップ、遠隔操作 (訪問費用は別途)

10) 問い合わせ先 (販売会社 担当者、URL、e-mail 等) および開発元 (もし別途あれば) :

開発元

株式会社 HeSeL

東京都中央区八丁堀 1-11-3 ディアレスト東京 8F

TEL : 03-3553-1201 FAX : 03-3555-5122

URL : <http://www.hesel.jp>

MAIL : sales@hesel.jp